



<https://smartflat24.pl> +48 608-677-974
smartflat.zdrowie@gmail.com



Oxylink. Monitor snu, oddechu. Pulsoksymetr. Alarm. Aplikacja

Nr katalogowy: SF003

Kod EAN: 6934440101147

Producent: Wellue

Czas wysyłki: 24 Godziny

Waga: 18g

Precyzja: SpO2: 80-99%: $\pm 2\%$, 70-79%: $\pm 3\%$

Rozmiar pierścionka: 50-76mm

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

539,99 PLN

Opis produktu

Monitor snu czyli Monitor oddechu to taki osobisty strażnik oddechu, który stale monitoruje poziom tlenu we krwi (SpO2) i alarmuje za pomocą sygnału na urządzeniu jak i przez Aplikację o bezdechu w nocy. Zapewnia dogłębną analizę dzięki monitorowaniu cyklu snu, śledzeniu częstości akcji serca i ruchu ciała. Wystarczy założyć go na kciuk i przez całą noc w sposób ciągły będzie rejestrowane nasycenie krwi tlenem. Urządzenie działa samodzielnie, a wszelkie raporty, analizy oraz wykresy mogą być natychmiastowo udostępniane lekarzowi i rodzinie za pomocą darmowej aplikacji.

Co wyróżnia monitor snu Wellue Oxylink™

- Posiada zatwierdzoną dokładność kliniczną **FDA**
- **Posiada deklarację zgodności CE 0197**
- Darmowa aplikacja na iOS / Android,
- Lepszy sposób na śledzenie poziomu tlenu w nocy
- Przy spadku saturacji, wybudza za pomocą sygnału na urządzeniu jak i przez Aplikację
- Moduł transmisji danych **Bluetooth** z przesyłaniem mierzonych wartości **w czasie rzeczywistym** do aplikacji.
- Mały rozmiar
- Regulowana głośność i próg alarmu,
- Opatentowany czujnik pierścieniowy nigdy nie zsuwa się z palca
- Wyniki w szybki sposób można udostępnić lekarzowi

MONITOR SNU - DLA KOGO PRZEZNACZONY?

- Przy takich objawach nocnych jak: **chrapanie**; nykturia; zwiększona aktywność ruchowa i **potliwość** w nocy; przebudzenia w czasie snu; **duszność**, dławienie się w czasie snu; trudności z zaśnięciem, bezsenność; kołatanie serca; suchota w jamie ustnej i gardle; objawy refluksu żołądkowo-przełykowego;
- Dla osób które używają **CPAP**, jako produkt uzupełniający.
- Dla osób cierpiących na **bezdech senny (OBS, CBS)**
- Dla osób chorych na **zapalenie płuc**
- Dla osób z **POChP** (Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc)
- Dla **astmatyków**
- Dla osób mających problem z **chrapaniem**
- Dla osób z zespołem hipowentylacji/hipoksemii w czasie snu
- Może być też przydatny u wieloletnich palaczy (palenie papierosów znacząco obniża saturację),
- Przy takich objawach dziennych jak: **poranne zmęczenie**; senność dzienna; zaburzenia pamięci i koncentracji; upośledzenie libido i impotencja; zaburzenia psychoemocjonalne; poranne bóle głowy

Zestaw

- Wellue Oxylink™
- Instrukcja obsługi
- Kabel USB

Specyfikacja techniczna Wellue Oxylink™:

- Rejestrowane parametry: Poziom natlenienia, tętno, ruch
- Zakres pomiaru SpO2: od 70% do 99%
- Dokładność pomiaru: 80-99%: ±2%, 70-79%: ±3%
- Zakres pomiaru tętna: 30-250 bpm
- Dokładność pomiaru tętna: ±2 bpm lub 2%
- Waga: 18g
- Rozmiar pierścionka: 50-76mm
- Warunki pracy: temperatura 5-40 C, wilgotność względna poniżej 10-95%, ciśnienie atmosferyczne 700 - 1060 hPa
- Zasilanie: akumulator 3.7Vdc, LPo. Czas ładowania: 2-3 godziny. Do 15 godzin pracy
- Wodoodporność - IP64
- Łączność: Bluetooth 4.0
- Pamięć: 4 sesje, do 10 godzin każda
- Przeznaczony do pracy ciągłej

ŚCIŚLE CERTYFIKOWANA WIARYGODNOŚĆ

Monitor snu **Wellue Oxylink™** jako urządzenie medyczne klasy II posiada **Certyfikat CE** (Certyfikat Zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC) wydany przez autoryzowaną jednostkę notyfikowaną EU: **TÜV SUD, NIEMCY**.

Stawka podatku VAT 8% (urządzenie medyczne)

Certyfikat zgodności potwierdza spełnianie przez urządzenie wymagań określonych w szeregu restrykcyjnych norm

związanych z wiarygodnością pomiaru, jakością urządzenia, bezpieczeństwem (w tym elektrycznym), oznakowaniem, ryzykiem, itp.

Jesteśmy oficjalnym importerem i dystrybutorem produktów firmy **Viatom, Wellue**.

Produkt jest przeznaczony do ogólnego użytku zdrowotnego. Nie należy go używać do bezpośredniego diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek schorzeń.